



شرکت مشاوران دامین طب روز
تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۲۰۱۲۰
www.daminteb.com

اطلاعات مربوط به حساسیت کیت Delvotest SP-NT در مقابل انواع آنتی بیوتیکها و مواد شوینده و ضدعفونی کننده

| Drugs | Detection level at control time(ppb) | Detection level reading time 3 hours(ppb) |
|------------------------|--------------------------------------|---|
| β-Lactams | | |
| Penicillin | 1-2 | 2-3 |
| Ampicillin | 4 | 4-5 |
| Amoxicillin | 2-3 | 3-5 |
| Ceftiofur | 25-50 | 50-100 |
| Cephapirin | 4-6 | 6-8 |
| Cloxacillin | 20 | 20-30 |
| Dicloxacillin | 10 | 10-20 |
| Oxacillin | 10 | 10 |
| Sulphonamides | | |
| Sulphadiazine | 25-50 | 100-150 |
| Sulphamethazine | 25-100 | 100-250 |
| Tetracyclines | | |
| Tetracycline | 250-500 | 800-1000 |
| Oxytetracycline | 250-500 | 800-1000 |
| Macrolides | | |
| Tylosin | 30 | 50 |
| Spiramycin | 400-600 | 800-ns |
| Erythromycin | 40-80 | 100-250 |
| Others | | |
| Trimethoprim | 50-150 | 250-500 |
| Dapsone | 0.5-1 | 1-2.5 |
| Aminoglycosides | | |
| Gentamycin | 50 | 200 |
| Neomycin | 100-200 | 300-600 |



شرکت مشاوران دامین طب روز

تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۲۰۱۲۰

www.daminteb.com

میزان حساسیت Delvotest SP-NT به برخی از ضدعفونی کننده ها و شوینده ها ی رایج

| | |
|--|------------------|
| Active chlorine | 200 ppm |
| Iodine | 150 ppm |
| Hydrogen peroxide (30%) | 600 ppm |
| Cetrimide (quatarnary amm. Bromide) | 100 ppm |
| Farmquat (5% quaternary amm. Chloride) | 10000 ppm |
| Rodalon (quaternary amm. Chloride) | 30 ppm |
| Niroklar (phosphoric acid-based) | 500 ppm |
| Calgonite (5% K.dichloro-iso-cyanurate) | 100 ppm |
| Sublimate (mercuric chloride) | 10 ppm |
| Potassium dichromate | 20 ppm |
| Sodium azide | 50 ppm |